

Mod. HOPE

Maschera facciale uso medico Tipo I Lavabile fino a 10 volte

Dispositivo conforme al D.L. n°18 del 17-03-2020, art. 15

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19 per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche a uso medico sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI).



DESCRIZIONE TECNICA

Maschera facciale realizzata in TNT di fibre di poliammide e poliestere. È un dispositivo non marcato CE, realizzato in ottemperanza al D.L. n°18/2020 art. 15.

Il prodotto è conforme alle normative UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-1, corrispondente a maschere facciali ad uso medico Tipo I.

Le mascherine sono provviste di morbidi elastici da vestire dietro le orecchie per il posizionamento sul viso e di ferretto stringinaso facilmente modellabile inserito nell'orlo superiore.

Le mascherine mod. HOPE sono disponibili in tre taglie differenti come di seguito riportato in tabella

Codice	Dimensioni massime (elastici inclusi)	
	Altezza [cm]	Larghezza [cm]
HOPE – L	18	33
HOPE – M	18	31
HOPE – S	16	29

Prodotto pulito, non sterile.

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare unicamente nei casi previsti dalla normativa per le maschere facciali ad uso medico Tipo I.

Controllare la mascherina in ogni parte prima dell'uso. Non utilizzare in presenza di eventuali danneggiamenti.

- Prendere in mano la mascherina
- Porre la mascherina davanti al viso
- Far passare gli elastici dietro le orecchie
- Fare in modo che la mascherina copra le narici e contemporaneamente il mento
- Modellare lo stringinaso in modo che la mascherina aderisca al viso come rappresentato in foto

MADE IN ITALY
Realizzate a Collegno (TO) per l'ITALIA



DESCRIZIONE DELLA CONFEZIONE

Prodotto confezionato in buste di polietilene trasparenti che contengono 5 mascherine pluriuso, cadauna.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

- Lavare separatamente, max 40°C, in soluzione di acqua e perossido di idrogeno (disinfettante per capi colorati e delicati) DOSI: 5 ml di (1 cucchiaino) per ogni litro d'acqua.
- Immergere la mascherina e lasciare in ammollo per 10 min
- Risciacquare abbondantemente
- Lasciare asciugare
- Stirare a 150 °C una volta asciutta per riattivare il trattamento antigoccia
- Non usare ammorbidente, non candeggiare, non centrifugare, non usare asciugatrice



AVVERTENZE E LIMITI D'USO

Le maschere facciali ad uso medico di Tipo I dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le maschere di Tipo I non sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili.

- 1. In caso di reazione allergica smettere di utilizzare il dispositivo e consultare un medico
- 2. Questo prodotto non fornisce ossigeno. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati con sufficiente tenore di ossigeno (superiore al 20%)
- 3. Non usare per la protezione da vapori organici o quando i contaminanti sono in concentrazioni immediatamente pericolose per la salute e/o la vita
- 4. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se la respirazione diventa difficoltosa, o si avvertono senso di angoscia o vertigini.
- 5. Peli di barba e certe caratteristiche morfologiche del viso possono ridurre la efficienza di questa mascherina.
- 6. Non modificare o alterare in nessun modo la mascherina.
- 7. Conservare le mascherine non ancora utilizzate nella loro confezione integra in un ambiente lontano dalla luce del sole.

SMALTIMENTO

Secondo le disposizioni di legge vigenti e cogenti in base all'uso negli specifici ambienti ed ambiti di utilizzo.